

In order to facilitate the registration of your Room Disinfection process monitoring, use this schematic documentation chart to highlight the position of the disinfection equipment and 3D Chemical indicators of the room you desire to disinfect. By using the Chemdye® ChemSurf Documentation Chart, you will be able to analyze the effectiveness of your room disinfection process.

References

- Use a circle to point out the location of your Room Disinfection equipment(s).
- Use a **X** (RED cross): to identify a POSITIVE RESULT=FAILED DISINFECTION of the Chemdye® ChemSurf CDS47 in that location.
- Use a **X** (GREEN cross): to identify a NEGATIVE RESULT=SUCCESSFUL DISINFECTION of the Chemdye® ChemSurf CDS47 in that location.
- Use a number next to each cross to differentiate between each 3D Chemical Indicator used and identify each one in the Results Table (behind).
- Use - - - - - (blue dotted line): to delineate the Risk Zone, according to your results.
- Draw other structures of your room, in order to locate yourself in this schematic chart.

NOTE: This chart is only intended to be used as a guideline for results registration. Use the squares of this chart according to the dimensions of your room.

RESULTS INTERPRETATION: The use of the Chemdye® ChemSurf CDS47 Documentation Chart will help the user identify the Risk Zones of the processed room and to proceed to take corrective actions to improve the Room Disinfection results. These corrective actions may include: change location of the Room Disinfection equipment, use more than one (1) Room Disinfection equipment, extend the exposure time, among others.

Para facilitar el registro del monitoreo del proceso de Desinfección de su sala, use esta tabla de documentación esquemática para marcar la posición del equipo de desinfección y los Indicadores Químicos 3D de la sala que desea desinfectar. Utilizando la Tabla de documentación de Chemdye® ChemSurf, podrá analizar la efectividad del proceso de desinfección de su habitación.

Referencias

- Use un círculo para indicar la ubicación de los equipos de Desinfección de su habitación.
- Use una **X** (cruz ROJA): para identificar un RESULTADO POSITIVO = DESINFECCIÓN FALLIDA de Chemdye® ChemSurf CDS47 en esa ubicación.
- Use una **X** (cruz VERDE): para identificar un RESULTADO NEGATIVO = DESINFECCIÓN EXITOSA de Chemdye® ChemSurf CDS47 en esa ubicación.
- Use un número al lado de cada cruz para diferenciar cada Chemdye® ChemSurf CDS47 utilizado e identifique cada uno en la Tabla de resultados (detrás).
- Use - - - - - (línea de puntos azul): para delimitar la Zona de riesgo, de acuerdo a sus resultados.
- Dibuje otras estructuras de su habitación para ubicarse en este diagrama esquemático.

NOTA: Esta tabla solo debe utilizarse como una guía para el registro de resultados. Use los cuadrados de esta tabla de acuerdo a las dimensiones de su habitación.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El uso de la Tabla de Documentación Chemdye® ChemSurf ayudará al usuario a identificar las Zonas de Riesgo de la sala procesada y proceder a tomar acciones correctivas para mejorar los resultados de la Desinfección de la sala. Estas acciones correctivas pueden incluir: cambiar la ubicación del equipo de desinfección de la sala, usar más de un (1) equipo de desinfección de la sala, extender el tiempo de exposición, entre otros.



Results registration | Registro de resultados

[illegible]