

Result interpretation guide

Guía de interpretación de resultados

Guia de interpretação dos resultados

Bionova® PCD-224-C

BT224



Unprocessed
Sin procesar
Sem processar



Processed and negative
Procesado y negativo
Processado e negativo



Processed and positive
Procesado y positivo
Processado e positivo

IT26-C

Unprocessed | Sin procesar | Sem processar



Processed | Procesado | Processado

Accept Regular cycles | Aceptado Ciclos Regulares | Aceito Ciclos Regulares



Accept Extended or humid cycles | Aceptado Ciclos extendidos o húmedos | Aceito Ciclos Estendidos ou Úmidos



Reject | Rechazado | Rejeito



NOTE: Screen calibration of electronic devices (PC, tablet, mobile phone), as well as environmental light, may interfere in the representation of the colors. Terragene® does not guarantee that the color you see on the screen is 100% real.

NOTA: La calibración de la pantalla de los dispositivos electrónicos (PC/tablet/teléfono móvil), como así también la luz ambiental, pueden interferir en la representación de los colores. Terragene® no garantiza que el color que ve en pantalla sea 100% real.

NOTA: A calibração da tela dos dispositivos eletrônicos (PC/tablet/celular), assim como a luz ambiente, podem interferir na representação das cores. Terragene® não garante que a cor apreciada na tela seja 100% real.